




# Quick Start Guide

138040508-1.1

- DE** Schnellstartanleitung
- FR** Guide de démarrage rapide
- EN** Quick start guide
- IT** Guida rapida







**DE** Die Befeuchterflasche, der Luftanschlussschlauch und die Nasenkanüle sind optionale Zubehörteile. Die Abbildungen und Anweisungen hierzu dienen ausschliesslich als Orientierungshilfe.





**FR** Le flacon humidificateur, le tube d'air de connexion et la canule nasale sont des accessoires en option. Les illustrations et les instructions les concernant sont fournies à titre indicatif uniquement.


**EN** The humidifier bottle, connecting air tube, and nasal cannula are optional accessories. Illustrations and instructions for them are for reference only.

**IT** La bombola dell'umidificatore, il tubo dell'aria di collegamento e la cannula nasale sono accessori opzionali. Le illustrazioni e le istruzioni relative sono fornite esclusivamente a titolo indicativo.







**9****DE** Tragen der Nasenkanüle**FR** Port de la canule nasale**EN** Wearing nasal cannula**IT** Utilizzo della cannula nasale**10****DE** Drücken Sie die Taste (⏻), um die Sauerstoffzufuhr zu starten.**FR** Appuyez sur le bouton (⏻) pour démarrer l'alimentation en oxygène.**EN** Press button (⏻) to start oxygen supply.**IT** Prema il pulsante (⏻) per avviare l'erogazione di ossigeno.**11****DE** Einstellen der Durchflussrate**FR** Ajustement du Débit**EN** Adjust Flowrate**IT** Regolazione della portata**12****DE** Drücken Sie die Taste (+ -), um den Timer einzustellen. Drücken Sie dann die Taste (⏻), um die Einstellung zu bestätigen.**FR** Appuyez sur le bouton (+ -) pour régler la minuterie. Ensuite, appuyez sur le bouton (⏻) pour confirmer le réglage.**EN** Press (+ -) to set timer. Then press (⏻) to confirm the setting.**IT** Prema il pulsante (+ -) per impostare il timer. Poi prema il pulsante (⏻) per confermare l'impostazione.